

## Arven hoito Siliposilla

### Käyttötarkoitus

Silipos -tuote on valmistettu pehmeästä ja joustavasta trikoosta, joka on päällystetty polymeerigeelillä. Geelistä vapautuu hitaasti lääkinnällistä mineraaliöljyä, joka pehmittää ja kosteuttaa ihoa. Tuote on pestävä ja toistokäyttöinen.

Silipos suojaa ihoa paineelta ja hankaukselta, ja se vähentää arprien muodostumista. Tuotetta voidaan käyttää myös liiallisen kuivumisen aiheuttamiin ihon ja kynsien ongelmiin.

### Käyttöohjeet

- Pese ja kuivaa hoidettava alue.
- Aseta geeli suoraan hoidettavan alueen päälle.
- Poista tuote päivittäin vähintään 3 - 4 tunnin ajaksi, jotta iho pääsee hengittämään.
- Ainoastaan käsinpesu on sallittu tuotteelle. Anna tuotteen kuivua geelipuoli ulospäin käännettynä. Älä kuivaa paperilla äläkä pyyhkeellä.

### Huomioi

- Tuotetta ei saa asettaa avoimen haavan päälle.
- Jos tuote ärsyttää ihoa tai tuntuu muuten epämukavalta tai aiheuttaa verenkierron huonontumista, lopeta välittömästi tuotteen käyttö ja ota yhteyttä terapeuttiisi.

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä toimintaterapeuttiisi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • [www.vsshp.fi](http://www.vsshp.fi) • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.